

Statische Funktions- orthesen für den Daumen

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Indikation und Wirkungsweise:

Indikation:

- postoperativ
- posttraumatisch
- degenerativ
- entzündlich
- wie z. B. bei Arthritis
- Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion
- Rhizarthrose

Wirkungsweise

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm



Für eine persönliche Beratung in
unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 021 62/373970

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen