



Fußheberorthesen Leichte Unterstützung bei Fußheberschwäche

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Wenn eine Körperhälfte gelähmt ist, kann der Fuß nur mit viel Mühe nach vorn gesetzt werden. Dies nennt man „Fallfuß“ oder „Fußheberschwäche“. Bereits ein Stein oder eine kleine Unebenheit können für Betroffene schnell zum großen Hindernis werden.

Dieser enorme Kraftaufwand und eine Fehlhaltung beim Gehen führen zu früherer Ermüdung und beeinträchtigen erheblich die Lebensqualität. Menschen mit einer Fußheberschwäche werden zudem oftmals von Sturzangst begleitet. Sie meiden lange Wege und ziehen sich immer mehr aus dem sozialen Umfeld zurück.

Leichte Unterstützung bei Fußheberschwäche

Die GoOn dient bei leichten Einschränkungen der fußhebenden Muskulatur als erster Einstieg, um sich an ein Hilfsmittel zu gewöhnen und dessen Nutzen kennenzulernen. Die Orthese hilft dabei, den Fuß in einer neutralen Position zu halten. Gehen wird sicherer und Stolpern vermieden.

Darüber hinaus kann die GoOn auch ohne Schuhe getragen werden. Dank der Feder auf dem Fußrücken bleibt die Sohle in einem Schuh unberührt. So lassen sich nahezu alle Schnürschuhe tragen, auch mit unterschiedlichen Absätzen. Die Federstab-Filamente ermöglichen eine kontrollierte Hebekraft, der Fuß wird leicht geführt und torsionsstabil gehalten.



Unterstützung auch für das Kniegelenk

Menschen mit dauerhafter Fußheberschwäche sind auf ein Hilfsmittel angewiesen, das ihren Fuß während des Gehens anhebt.

Die WalkOn Reaction macht genau das. In der Schwungphase unterstützt die Carbonorthese die Anhebung des Fußes, so dass der Gang sicherer wird und die Stolper- und Sturzgefahr sinkt. Die Fußspitze bleibt nicht mehr so leicht an kleinen Hindernissen oder Unebenheiten am Boden hängen.

Darüber hinaus unterstützt die WalkOn Reaction durch ihre spezielle Konstruktion auch das Kniegelenk. Wenn auch die fußsenkende Muskulatur beeinträchtigt ist, profitieren Sie zudem von der hohen Energierückgabe der Orthese, die während der Abrollbewegung des Fußes frei wird. Sie gehen wieder natürlicher.



Für eine persönliche Beratung in
unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 021 62/373970

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen