

Knieorthese

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik



Knieorthesen werden sehr häufig nach Verletzungen im Bereich des Kniegelenkes eingesetzt. Sie dienen der Stabilisierung und limitieren den Bewegungsumfang des Gelenkes. Daher werden Knieorthesen zur Rehabilitation nach Sport- und Freizeitverletzungen genutzt, um Bewegungsmuster zu vermeiden, die für das Kniegelenk nicht förderlich sind.

Indikationen:

- Rupturen des vorderen Kreuzbandes
- Rupturen des hinteren Kreuzbandes
- Seitenbandläsionen
- Zur Sicherung des Kniegelenkes bei sportlichen Aktivitäten



Ebenfalls werden Knieorthesen auch bei Arthrose des Kniegelenks eingesetzt. Sie dienen der Entlastung des medialen oder lateralen Kompartimentes, zur Schmerzreduktion und Verlängerung der Gehstrecke. Die 3-Punkt-Hebelwirkung durch einen formstabilen Rahmen dient der effektiven Entlastung des belasteten Kniegelenks, auch in der Beugung.

Indikationen

- Valgusgonarthrose
- Varusgonarthrose

Für eine persönliche Beratung in unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 02162/373970

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen