



Korrigierende Knieorthese Unloader One

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Ob Sie leichte oder starke Knieschmerzen haben, Sie müssen nicht damit leben! Es gibt viele verschiedene Therapien, um Schmerzen zu lindern und ein aktives Leben zu führen. Eine Therapieform, die klinisch erwiesen wirksam ist und auf Medikamente und Operationen verzichten kann, sind Knie-Orthesen mit dem Entlastungs-Prinzip.


Orthesen sind medizinische Hilfsmittel, die den Bewegungsapparat schützen und stützen. Sie werden bei Verletzungen, nach Operationen und bei chronischen Krankheiten eingesetzt, um die Heilung zu fördern, Schmerzen zu lindern und die Mobilität wiederherzustellen.

Knie-Orthesen entlasten und stabilisieren das Kniegelenk und reduzieren dadurch signifikant die Schmerzen. Die positiven Behandlungsergebnisse durch Kniearthrose-Orthesen sind hinsichtlich klinischer Befunde, insbesondere der Schmerzlinderung, unbestritten.

Vorteile einer Knie-Orthese

- Dauerhafte Schmerzlinderung
- Schonende, entlastende Wirkung
- Hoher Langzeitnutzen
- Effektive Stabilisierung
- Erhöhung des Aktivitätsgrades
- Wiederherstellung der Mobilität
- Verbesserung der Lebensqualität
- Einschränkung der Medikamente
- Keine Nebenwirkungen durch Medikamente
- Hinauszögern von Operationen
- Vermeidung von OP-Risiken
- Aufschub einer Endoprothese
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Einfache Handhabung
- Keine Einschränkungen bei Gehen, Wandern, Laufen
- Kaum sicht- und spürbar unter der Kleidung zu tragen
- Kostenübernahme durch Krankenkasse
- Anerkanntes Hilfsmittel der Gesetzl. Krankenversicherungen

Entlastung des betroffenen Kniekompartiments



Ohne Therapie: Die Knochen reiben aneinander.

Ohne Therapie setzt sich der Knorpelverschleiß fort. Der erhöhte Druck auf den tiefer liegenden Knochen verursacht den Schmerz, den die meisten Kniearthrose-Patienten verspüren. Die weitere Abnutzung des Knorpels verstärkt den Schmerz und die Steifigkeit bei der Bewegung.



Mit Therapie: Entlastung eines von Arthrose betroffenen Kniegelenks.

Durch das Drei-Punkt-Wirkprinzip übt die Orthese einen sanften Druck aus, um die Belastung der betroffenen Bereiche zu reduzieren. Mit individuell einstellbaren Gurten wird der mittlere Gegenzug auf zwei dynamische Zügel verteilt. Durch die Orthese weitet sich der Gelenkspalt beim Strecken des Kniegelenks, was eine schmerzfreie Bewegung ermöglicht.

Für eine persönliche Beratung in unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 021 62 / 37 39 70

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen