



Individuelle Unterschenkelprothesen Linertechnik

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Durch die Verwendung einer Stumpfbettung aus Silicon oder PU („Liner“), die der Patient direkt auf den Stumpf rollt, werden Komfort und Haftung erhöht.

Über eine distale Verriegelung (am Stumpfende) erfolgt die Arretierung zwischen dem Liner und dem Gießharzschaff.

Verschiedene Liner- sowie unterschiedliche Verriegelungssysteme, sogenannte „Shuttle Locks“ stehen zur Verfügung. Die Liner-Materialien sind temperatur-, wasser- und witterungsbeständig, sowie geruchs- und geschmacksneutral.



© otto bock

Für eine persönliche Beratung in
unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 02162/373970

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen