




## Naked Protheses Thumb Driver

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

### Eine robuste und funktionale Lösung: Thumb Driver

Das neueste Produkt in unserer Aufstellung teilt sein Erbe mit dem MCP Driver. Es verfügt über ein einzigartiges Ankerdesign, das die natürliche CMC-Bewegung des Patienten nachzeichnet und dennoch eine starre Struktur, um auf die starken Kräfte zu reagieren, die durch die Daumenopposition erzeugt werden. Die Spitze ist positionierbar und artikuliert subtiler als im MCP Driver, was die gängigsten Daumengriffe ermöglicht.

### Design Auswahl:



### Ideale Kandidatsspezifikationen:

- Dieses Gerät wird durch intakte MCP- und CMC-Gelenke im Daumen angetrieben. Patienten mit mehr proximalen Amputation können jedoch immer noch von der Vorrichtung mit genügend Residuum profitieren, um den Ring in Eingriff zu bringen.



Für eine persönliche Beratung in unserem Hause ist für Sie da:

**Orthopädie-Technik**

Telefon: 021 62 / 37 397 0

E-Mail: [info@lettermann.de](mailto:info@lettermann.de)

Adresse: Helmholtzstraße 27  
41747 Viersen