



Aqualine Das neue Prothesensystem für wasserfeste Gehhilfen

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Der Aufenthalt im Nassbereich – zum Beispiel beim täglichen Duschen oder im Schwimmbad – stellt für viele Menschen mit Amputation eine Herausforderung dar:

Feuchte und rutschige Böden erhöhen das Sturzrisiko, Gehhilfen bieten keine ausreichende Sicherheit und optisch sollte das Erscheinungsbild so unauffällig wie möglich sein.

Das Aqualine Prothesensystem ist speziell auf die Anforderungen im Nassbereich ausgelegt. Der Aqua-Fuß bietet ein besonderes Maß an Rutschhemmung und das Aqua-Knie dank einer integrierten Sperre zusätzliche Sicherheit beim Gehen und Stehen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Prothesenpassteile und Verbindungselemente, die es dem Orthopädietechniker ermöglichen, aus Aqua-Fuß und Aqua-Knie eine hochwertige und individuelle wasserfeste Gehhilfe anzufertigen.

Ein spezielles Cover, das Aqualine Cover, sorgt für ein unauffälligeres und natürlicheres Aussehen.



Für eine persönliche Beratung in
unserem Hause ist für Sie da:

Kinder- und individual Orthetik

Telefon: 021 62/37 3970

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen