




Individuelle Ober- schenkelprothesen Querovaler Schaft

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Die querovale Schaftform berücksichtigt weitgehend die anatomischen Strukturen des Stumpfes. Der Tuberalabstützung gegenüber liegt die Frontalpelotte für den vorderen Gehhalt. Jedoch ist bei der Herstellung darauf zu achten, dass die Frontalpelotte nicht die vorderen Arterien zusätzlich beeinträchtigt.

Der Schaft kann mit oder ohne Silicon- oder PU-Liner angefertigt werden.



(Aufsicht auf das menschliche Becken)



© otto bock

Für eine persönliche Beratung in
unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 021 62/373970

E-Mail: kio@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen