

# Individuell gefertigte Stützmidler

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Wir fertigen individuelle Stützmidler und Stützkorsetts. In unserer eigenen Werkstatt können auch schwierigste Problemversorgungen von unseren erfahrenen Mitarbeitern durchgeführt werden.

## Rumpf-Stützmidler (nach Maß)

Indikation:

- Osteochondrose
- Osteoporose
- Spondylarthrose

Wirkungsweise:

- postoperative Ruhigstellung der Lendenwirbelsäule (LWS), unteren und oberen Brustwirbelsäule (BWS)
- Rotation wird nicht eingeschränkt



## Überbrückungsmidler (nach Maß)

Indikation:

- starke Lockerungserscheinungen der LWS
- schweres Lumbalsyndrom
- postoperativ nach Bandscheiben-OP
- Frakturbehandlung
- Tumor in der LWS
- Spondylolisthese
- Altersosteoporose

Wirkungsweise:

- Ruhigstellung der LWS in endlordosierter Position
- Verhinderung der Rotation und / oder Flexion der BWS



## Kreuz-Stützmidler (nach Maß)

Indikation:

- Osteochondrose
- Osteoporose
- Spondylarthrose

Wirkungsweise:

- postoperative Ruhigstellung der LWS und unteren BWS
- Rotation wird nicht eingeschränkt



Für eine persönliche Beratung in unserem Hause ist für Sie da:

**Orthopädietechnik**

Telefon: 02162/373970

E-Mail: [info@lettermann.de](mailto:info@lettermann.de)

Adresse: Helmholtzstraße 27  
41747 Viersen