



TR-Ringorthesen

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Die TR-Ringorthese wird bei Kindern eingesetzt mit reversiblen Knickplattfüßen. Wichtig ist, dass bei der Korrektur des Rückfußes der Vorfuß passiv pronierbar (frei beweglich) sein muss. Es wird eine Korrektur des Rückfußes durch eine Rotationsbewegung erreicht.

Das Erreichen des Ergebnisses wird durch die ringförmige Bauweise der Orthese über dem Chopardgelenk und dem unteren Sprunggelenk gehalten.

Die Wirksamkeit der TR-Ringorthese ist nur beim Tragen von gutem (festem) Schuhwerk gegeben.

Erfolg ist nur bei genauester Anfertigungstechnik, insbesondere des Gipsabdrucks garantiert.



Für eine persönliche Beratung in
unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 02162/373970

E-Mail: infolettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen