



Therapiestühle

Damit ein Kind aktiv am Leben teilnehmen kann.

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Das Thema Sitzen stellt eine wichtige Problematik in der Kinderrehabilitation dar. Eine perfekte Unterstützung ermöglicht eine gute Sitzposition und größtmögliche Eigenständigkeit. Korrekter Halt sorgt dafür, dass das Kind genug Bewegungsfreiheit hat und so mit seinen Altersgenossen interagieren kann. Eine akkurate Sitzposition kann weiterhin späteren Fehlentwicklungen entscheidend vorbeugen und ermöglicht eine Aktivierung physiologischer Haltungs- und Bewegungsmuster.

Integrativer Therapiestuhl

- in drei verschiedenen Größen lieferbar
- für Kinder von ca. 2 bis 8 Jahren
- lange Nutzungsdauer durch das Mitwachsen des Therapiestuhls
- der Sitzwinkel ist problemlos mit einer Hand durch Unterstützung einer Gasdruckfeder zu verstellen
- teleskopierbare Fußbank für einen eigenständigen Transfer



Dynamischer Therapiestuhl

- in drei verschiedenen Größen lieferbar
- mitwachsend
- höhenverstellbares Untergestell
- die einzigartige, dynamische Rückenlehne absorbiert die Energie beim Austrecken (Spastik) und führt das Kind in die aufrechte Sitzposition zurück



Für eine persönliche Beratung in unserem Hause ist für Sie da:

Kinder- und individual Orthetik

Telefon: 021 62 / 373 970

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen