



Handorthesen Mehr Kontrolle über Hand- gelenk, Hand und Finger

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Bei einem Schlaganfall können auch die Arme und Hände der Patienten betroffen sein und hängen beim Gehen nach unten. Auch fällt das Greifen dem Patienten schwer oder ist teilweise nicht möglich. So können mit den passenden Orthesen, die Arm- und Handgelenksfunktionen bei Schlaganfallpatienten unterstützt werden. Sie ermöglichen den Betroffenen, das Greifen wieder neu zu erlernen und späteren Fehlhaltungen vorzubeugen.

Mehr Kontrolle über Handgelenk, Hand und Finger

Je häufiger und je früher Sie Ihre Hand in der Therapie einsetzen, desto mehr Bewegungsfähigkeit erhalten Sie. Die Manu Neurexa plus positioniert, stabilisiert und stützt sowohl Handgelenk als auch Hand.

Die Manu Neurexa plus kann mit der Omo Neurexa plus verbunden werden, wodurch sich eine einzigartige Funktionalität ergibt: Die Orthesen in Kombination können Ihren Arm noch besser repositionieren, seine Führung verbessern und die Hemmung der Spastik verstärken.

- Vorwiegend für Anwender mit neurologischen Erkrankungen, welche die Kontrolle über Handgelenk, Hand und Finger verloren haben
- Neuer Standard zur Unterstützung der Funktion und Lagerung der Handgelenk-, Hand- und Fingerstrukturen
- Optionale Handlagerungsschale zur Lagerung der Hand, insbesondere in der Nacht und zur frühen Therapie
- Einzigartige Funktionalität durch Kombination der beiden Orthesen Manu Neurexa plus und Omo Neurexa plus
- Reduzierte Schweißbildung durch klimaregulierendes TriTech Material



Dynamischen Unterarm-Hand-Finger-Orthese

Mit der dynamischen Unterarm-Hand-Finger-Orthese SaebStretch beugen Sie Fehlstellungen und Kontrakturen vor. Das Handmodul ist in drei unterschiedlichen Federstärken verfügbar und dadurch auf die individuelle Situation eines jeden Nutzers anzupassen.

Bewegt sich die Hand aufgrund unwillkürlicher Bewegungen in eine Beugstellung, wird bei nachlassender Muskelspannung die Hand wieder in die Ausgangsstellung zurückgeführt.

Langanhaltende, leichte Dehnung verhindert Kontrakturen. SaebStretch ist daher die Orthese, die die bestmöglichen Voraussetzungen für eine Rehabilitation der Handfunktion schafft.



Für eine persönliche Beratung in unserem Hause ist für Sie da:

Orthopädietechnik

Telefon: 021 62 / 37 39 70

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen