



Individueller Sitzschalenbau

Komplexe Krankheitsbilder erfordern eine individuelle Versorgung.

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Ein individuelles Sitzsystem kann die aktive Teilhabe am Leben unterstützen. Durch die anatomische oder individuelle Anformung der Sitzeinheit nach Körperformabdruck und anschließendem Scan, soll sowohl für den Außen-, als auch Innenbereich ein optimaler Sitzkomfort ermöglicht werden.

Sitzschale Typ 1

- nicht selbsttragende Sitzschale
- Einsatz bei der Versorgung einer Sitzschale für ein Untergestell in Form eines Adaptivrollstuhles, Multifunktionsrollstuhles oder Elektrorollstuhles
- Sitzschale wird in der Regel mit Gurten am Untergestell befestigt



Sitzschale Typ 2

- selbsttragende Sitzschale
- Einsatz bei der Versorgung einer Sitzschale für ein Untergestell
- als Adaption an das Untergestell kommt in der Regel ein Sitzschalenadapter zum Einsatz



Für eine persönliche Beratung in unserem Hause ist für Sie da:

Kinder- und individual Orthetik

Telefon: 021 62/37 39 70

E-Mail: info@lettermann.de

Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen