

## Drei-Punkte-Korsett

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Das 3-Punkte Korsett unterstützt die Heilung von Brüchen im Bereich der unteren Wirbelsäule sowie von Wirbelkörperbrüchen infolge einer Osteoporose. Sie wird außerdem angewandt zur Aufrichtung von Lenden-Kyphosen.

Die Funktionsweise der Orthese ist einfach und effektiv: Pelotten im Bereich des thorakolumbalen Übergangs sowie im Sternal- und Symphysenbereich richten die Wirbelsäule in der Sagittalebene auf. Dieses in der Praxis bewährte Drei-Punkt-Prinzip bewirkt eine Lordosierung, die vorderen Wirbelkörperanteile werden entlastet.



© otto bock

Für eine persönliche Beratung in  
unserem Hause ist für Sie da:

**Kinder- und individual Orthetik**

Telefon: 021 62/ 37 39 70

E-Mail: [info@lettermann.de](mailto:info@lettermann.de)

Adresse: Helmholtzstraße 27  
41747 Viersen